



## Patiëntenstoelen en Hulpmiddelen

### Met een (tijdelijke) handicap ook blijven functioneren

- **Beensteunen** om tijdens het werk één of twee benen gestrekt te laten rusten.
- **Trippelstoelen** voor mobiliteit op het werk of in huis als lopen even niet mogelijk is.
- **Artrodese stoelen** met individueel instelbare beensteunen, voor mensen met een **stijf been of beenlengte verschil**.
- **ArtroMove** oefenstoel voor mensen met **heupartrose**.





## Voedingsstoel Nutrimax

Ontwikkelt voor het geven van flesvoeding door verplegend personeel en voorzien van speciaal ontworpen armleggers. Ze zijn eenvoudig instelbaar en bij het plaats nemen of opstaan zijn de armleggers wegklapbaar. Het synchromechaniek zorgt voor een schommelstand. Daarnaast kan de stoel worden voorzien van een hoofdsteun, belast geremde wielen of trompetvoeten.



## Mammografiestoel

Terwijl de patiënt in de stoel zit, wordt d.m.v. de hydraulische hoogteverstelling de stoel op de gewenste hoogte gebracht. De stoel wordt dichtbij de mammograaf gebracht waarna de wielen kunnen worden geblokkeerd, om de exacte positie te behouden. De voetbeugel dient niet alleen een goede ondersteuning maar maakt het mogelijk de stoel dichtbij het apparaat te brengen. De armleuningen zijn wegklapbaar dat goed van pas komt voor rolstoelpatiënten.

- Stamskin
- Hydraulische hoogteverstelling: ca. 45-62cm
- Draaiblokkering
- Vaste voetenbeugel



## Mammografiestoel, compact carrier

Speciaal ontwikkeld voor patiënten die een mammografie moeten laten maken.

- Stamskin
- Hydraulische hoogteverstelling: ca. 45-62 cm
- Draaiblokkering
- Voorzien van centrale rem op 4 wielen
- Vaste voetenbeugel



## Compact Carrier

Compact onderstel om dicht bij uw patiënt te komen.

- Vrijwel geschikt voor alle stoelmodellen
- Permanente draaiblokkering
- Hydraulische hoogteverstelling met voetbediening
- Centrale rembediening voor 4 wielen



## Een heupoperatie voorkom je niet, maar kun je wel uitstellen met de ArtroMove

Al op 37 jarige leeftijd werd bij Richard Lennartz de diagnose heupartrose vastgesteld. Heel confronterend voor een jonge sportieve man. Richard wilde van het leven genieten. In zijn boek "Mijn heup de baas" omschrijft hij de verschillende mogelijkheden die hij heeft om te leven met heupartrose. Samen met Jan Joost Versteeg, fysiotherapeut in Veenendaal, bedacht Richard een manier om de endorotatie zelfstandig te kunnen oefenen. Ze vroegen Score om deze kruk te maken.

Bij heupartrose is de endorotatie, de beweging van het been naar binnen toe, het eerste wat afneemt. Vooral in extensie wordt bewegen moeilijker. Door het doen van oefeningen rekt het gewrichtskapsel op, loop je gemakkelijker en ervaar je dagelijks verlichting.

De ArtroMove is een hulpmiddel dat in combinatie met een ScoreMedi zadelkruk werkt. De heup heeft de juiste houding, naar beneden gestrekt. Door dagelijks met behulp van de ArtroMove ongeveer 20 minuten te bewegen, heb je de endorotatie al geoefend. Versteeg: "Voor deze oefening heb je dus geen therapeut nodig. Je kunt elke dag even de ArtroMove gebruiken, bijvoorbeeld tijdens je werk of wanneer je 's middags een kopje thee drinkt."

De ArtroMove is preventief en een goed hulpmiddel voordat je voor een heupoperatie in aanmerking komt. Versteeg blijft realistisch: "Orthopedisten willen een operatie zo lang mogelijk uitstellen. Met goede oefentherapie kun je dit toch nog tot zeven jaar rekken, tot er een moment komt dat de heup geopereerd moet worden."



Jan Joost Versteeg  
fysiotherapeut



Versteeg vond het prettig samenwerken met ScoreMedi: "Bij ScoreMedi denken meerdere mensen mee tijdens het ontwikkelproces. We hadden een vrij ingewikkeld mechaniek bedacht. Toen kwam er iemand bij Score met een heel goed, doch eenvoudig idee. Dat was juist wat we nodig hadden om de ArtroMove te kunnen maken."

## Beensteun/Artromove



**Beensteun Enkel**

- Hoogteverstelling 45-58 cm
- In hoogte en hoek verstelbaar



**Beensteun Dubbel**

- Hoogteverstelling 45-58 cm
- In hoogte en hoek verstelbaar



**Artromove, vermindert pijn bij heupartrose**

- Hoogteverstelling 62-87 cm
- Werkbladhoogte 90-100 cm
- Oefenkruk voor heupartrose

## Trippel-/Artrodesestoel



**Trippelstoel**

- H-frame
- Zwenkwielen  $\varnothing$  100 mm, 2 zwenkwielen v.z.v. rem en vergrendeling



**2300 Artrodese**

- Hoogteverstelling 46-59 cm
- Voorzien van onafhankelijk verstelbare beensteunen



**5000 Artrodese**

- Hoogteverstelling 46-59 cm
- Voorzien van onafhankelijk verstelbare beensteunen

### Standaard uitvoering en instellingen




Alu. onderstel  $\varnothing$  54 cm (Beensteunen)



Alu. onderstel  $\varnothing$  68 cm



Vaste zithoek



Synchro mechaniek (5000 Artrodese)



Zachte wielen



Zachte wielen  $\varnothing$  65 mm (zww21)



Harde wielen  $\varnothing$  50 mm



Kunstleer zwart

### Opties zonder meerprijs



Zachte wielen




Zachte wielen  $\varnothing$  65 mm (zww21)



Trompetvoetjes



Trevira



Verstelbare zithoek



Synchro mechaniek



Armligger 5



Verstelbare zithoek (Artromove)



Zachte wielen - belast geremd



Stamskin

### Opties en Accessoires met meerprijs

#### Trevira Kleuren



Grijs D04



Antraciet D05



Zwart D09



Rood D17



Blauw-zwart D81



Felblauw D85



Donkerblauw D88

#### Stamskin Kleuren



Felgroen K81



Felrood K87



Feloranje K93



Turquoise K184



Lichtblauw K80



Donkerblauw K89



Grijs K195



Antraciet K85



Zwart K05